


MESSANLEITUNG


- 1 Halsumfang eng anliegend messen, dort wo normalerweise das Halsband sitzt.
- 2 Den Brustumfang an der breitesten Stelle hinter den Vorderbeinen messen.
- 3 Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
- 4 Die Bruststeglänge vom Brustbein aus durch die Vorderbeine hindurch nach hinten hin messen, bis zu dem Punkt, wo der Taillengurt sitzt.



PASSFORMCHECK

Das Geschirr sollte sich dem Körperbau des Hundes anpassen.

- 1 Das Y des Geschirrs sollte auf dem Brustbein sitzen, damit Schultern und Kehlkopf frei sind.
- 2 Zwischen Brustgurt und Brust des Hundes sollten 2 Finger passen, damit es nicht zu locker, aber auch nicht zu straff sitzt.
- 3 Der Brustgurt sollte so sitzen, dass der Abstand zu den Vorderbeinen groß genug ist, um die Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken.
- 4 Gerät das Geschirr auf Zug, sollte der Brustgurt vor dem letzten Rippenbogen liegen.
- 5 **Wichtig ist:** Kontrollieren Sie die einzelnen Positionen auch unter Zugbelastung, damit der Hund bei einem Ziehen an der Leine nicht durch das Geschirr beeinträchtigt wird.



PFLEGEHINWEISE

- 30 °C Schonwaschgang
- ca. 800 Schleudertouren
- Kein Weichspüler, kein Trockner
- Wäschesack empfehlenswert
- Geringe Trommelfüllung
- Nicht auf Heizung trocknen