


MESSANLEITUNG


- 1 Halsumfang eng anliegend messen, dort wo normalerweise das Halsband sitzt.
- 2 Den Brustumfang an der breitesten Stelle hinter den Vorderbeinen messen.
- 3 Die Rückenlänge wird vom letzten Halswirbel vor der Schulter bis zum Rutenansatz gemessen.
- 4 Die Bruststeglänge vom Brustbein aus durch die Vorderbeine hindurch nach hinten hin messen, bis zu dem Punkt, wo das Geschirr enden sollte – in der Mitte des Brustkorbs.
- 5 Vergleichen Sie die gemessenen Maße mit der **anny·x** Maßtabelle.



PASSFORMCHECK

Das Mantelgeschirr sollte sich dem Körperbau des Hundes anpassen.

- 1 Das Y der Gurtbänder sollte auf dem Brustbein sitzen, damit die Schultern und der Kehlkopf nicht beeinträchtigt werden.
- 2 Kontrollieren Sie die Halsweite durch Ziehen der Gummikordel. Die Kordel kann durch die Gurtbandlasche im Nacken fixiert werden. Das Verstellen der Halsweite wirkt sich auch auf die Rückenlänge des Mantelgeschirrs aus.
- 3 Der Beinausschnitt des Rücken- und Brustteils sollte ausreichend Bewegungsfreiheit für die Vorderbeine bieten.
- 4 Zwischen Brustgurt und Brust des Hundes sollten 2 Finger passen, damit es nicht zu locker, aber auch nicht zu straff sitzt.
- 5 Gerät das Mantelgeschirr auf Zug, sollte der Brustgurt vor dem letzten Rippenbogen liegen.
- 6 Die Rückenlänge sollte je nach Hund so gewählt werden, dass die Rute ausreichend Bewegungsfreiheit hat.



PFLEGEHINWEISE

- 30 °C Schonwaschgang
- ca. 800 Schleudertouren
- Kein Weichspüler, kein Trockner
- Wäschesack empfehlenswert
- Geringe Trommelfüllung
- Nicht auf Heizung trocknen